

NEU



PLUSCUR[®]

Flexi Depth
Wundtiefenmesser

FORLIFE
BERLIN

PLUSCUR Flexi Depth

Durch die Verformung und Anpassung des Flexi Depth an die Gegebenheiten der Wunde ist eine flexible Wundtiefenmessung aller Wundarten in 1 mm Schritten möglich.

Die abgerundete Spitze gewährleistet eine atraumatische Messung im Wundgrund und dient damit, gerade bei Fistelgängen und Wundtaschen, zur präzisen Bestimmung der Wundtiefe.

